

全自动小型液体处理工作站Argenta96/384

产品特点：

- 提供1、12、24和定制通道
- 移液范围：1-1000μL(取决于移液头类型)
- 自动轻便装载/推卸枪头
- 小巧台面式设计
- 可使用标准微孔板或样品管
- 按行或列传输
- 简单直观的用户界面，可在几分钟内完成方法编辑
- 创新解决方案，可与第三方自动化设备整合
- 提供固定或一次性的枪头
- 大触摸屏控制器，无需电脑
- 可选UV外罩，安全无污染
- 可选条码阅读器用于样品追踪
- 可选单通道用于Cherry picking



产品参数：

型号	12通道	24通道
体积范围	1μL-200μL	1μL-50μL
准度	100μL < ±1.0% 10μL < ±2.0% 5μL < ±3.0%	50μL < ±1.0% 5μL < ±2.0% 1μL < ±3.0%
精度 (CV)	100μL < 0.5% 10μL < 1.5% 5μL < 3.0%	50μL < 0.05% 5μL < 1.5% 1μL < 5.0%
尺寸 (W×D×H)	主机：520×285×360mm 触摸屏：284×160×135mm	
重量	主机：20kg 触摸屏：1.5kg	
电源	100-240VAC,47-63Hz	
运行温度	5-40℃ (80%相对湿度至30℃或45%相对湿度至40℃)	



应用实验：

- 孔板复制
- 孔板转移
- 稀释和梯度稀释
- Elisa酶联免疫反应
- PCR反应液制备
- 样品制备
- 定时反应
- 基于细胞分析
- Cherry Picking

Asealer全自动封板机

产品特点：

- 第三代封板机
- 使用连续薄膜卷进行全自动热封操作
- 电动气动操作
- 可变膜长度：117mm-128mm（机械调整）
- API集成
- 可用做独立仪器操作或集成至第三方自动化
- 自动调整到微孔板高度
- 触摸屏显示可设置密封时间和温度
- 膜感应以避免密封微孔板时没有密封膜
- 标准系统运行低气体交换膜
- 可升级至处理高气体交换膜
- 可选延长轨道用于第三方整合
- 可选N₂气体交换套件



产品参数：

项目	描述
通量	6块板每分钟
操作	易于编程与操作，易于集成至第三方
多功能性	可适用多类型孔板，自动适应深孔板、试验微孔板、PCR 微孔板和化合物储存微孔板等
适用微孔板高度范围	8-46mm
气源	5.5bar至6.5bar空气，气流50L/min
重量	约12kg
尺寸	630mm长x195mm宽x450mm高
通信端口	3m RS232
通信驱动	由Biotune提供通信协议
轨道延伸	提供更大的放置微孔板的延伸+34mm
Gas Perm Seal	至少140LPM，5.5bar高LPM空气气源
气体净化	0至10PSI 6mm管道重气体气源，需要额外的气体安全监测或合适的通风柜

订购信息：

订货号	产品描述
ALR001	Asealer全自动封板机
PCASF001	可戳破铝膜，610X78MM
PCASF002	可戳破铝膜，610X78MM，无菌
PEASF003	不可戳破铝膜，610X78MM
PEASF004	不可戳破铝膜，610X78MM，无菌
ALRN2P	氮气保护装置

香港造通国际集团有限公司
造通生物技术（上海）有限公司

上海市浦东新区祖冲之路2277弄1号
世和商务中心616室 邮编：201203
电话：86-21-60877093
传真：86-21-60877095
Email:info@zaotonghk.com
网址：www.zaotonghk.com

HONGKONG ZAOTONG INTERNATIONAL GROUP CP.,LTD.
ZAOTONG BIOTECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD.

Room616,No 1,Lane 2277,Zu chongzhi Rd,Pudong,
Shanghai 201203,China
Tel: 86-21-60877093
Fax:86-21-60877095
Email:info@zaotonghk.com
www.zaotonghk.com